

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»**

1. ИФА ДИАГНОСТИКА	
1.1. ГЕПАТИТ В	2
1.2. ГЕПАТИТ С	4
1.3. ГЕПАТИТ D	8
1.4. ГЕПАТИТ Е	8
1.5. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ	8
1.6. СИФИЛИС	13
1.7. ХЛАМИДИОЗ	15
1.8. ГЕРПЕСНЫЕ ИНФЕКЦИИ	15
1.9. ТОКСОПЛАЗМОЗ	21
1.10. КРАСНУХА	22
1.11. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	23
1.12. МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ	24
1.13. МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	24
1.14. ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ И МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА	27
1.15. ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ	28
1.16. ОНКОМАРКЕРЫ	29
2. НАБОРЫ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
2.1. ЭНТЕРОБАКТЕРИИ	30
2.2. СТАФИЛОКОККИ	32
2.3. КОРИНЕБАКТЕРИИ	33
2.4. НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ	34
3. НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА	34

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
I. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»		
1. ИФА диагностика		
1.1. ГЕПАТИТ В		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НВsAg»		
Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В	В - 1155	96 x 5
Чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) -	В - 1152	96 x 2
0,1 МЕ/мл (термостат); 0,05 МЕ/мл (термостатируемый шейкер); 0,01 МЕ/мл (термостат, 37 ± 1,0°C, 18 часов)	В - 1154	96
Срок годности – 24 мес.	В - 1156	48
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		(для подтвержд.)
Набор реагентов «ДС-ИФА-НВsAg-0,01»		
Тест–система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В, набор диагностический	В - 1255	96 x 5
Чувствительность набора при выявлении НВsAg - 0,01 МЕ/мл	В - 1252	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	В - 1254	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	В - 1256	48 (для подтвержд)
		96 (для выявления)
Набор реагентов «ИФА-НВsAg-подтверждающий тест»		
Тест для подтверждения специфичности выявления НВsAg иммуноферментным анализом	В - 231	200
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ЭРИТРО-НВsAg»</p> <p>Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В, лиофилизированный</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	В - 431	200
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВsAg»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 551	96 (48 колич. определений)
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВс»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к core-антигену вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 650	96 x 2
	В - 653	96
<p>Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НВс-М-СКРИН»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 753	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВе»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к е-антигену вируса гепатита В (НВеAg)</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 851	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-НВеAg»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления е-антигена вируса гепатита В (НВеAg)</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 951	96
<p>Набор реагентов «ДС-ВЛК-НВsAg»</p> <p>Контрольный образец для внутрिलाбораторного контроля качества исследований на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 5 лет</p>	В - 1431	24 флакона по 0,5 мл
<p>Набор реагентов «ДС-СО-НВsAg»</p> <p>Стандартный образец поверхностного антигена вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 5 лет</p>	В - 0350	1 фл– станд. образец 9 фл.- с отрицат. образцами

1.2. ГЕПАТИТ С

<p>Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСV»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	С - 155	96 x 5
	С - 150	96 x 2
	С - 153	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-Анти-НСV-АВИДНОСТЬ»		
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	С - 651	48
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСVс-М»		
Тест - система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита С	С - 253	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР»		
Тест-система иммуноферментная для выявления спектра антител к вирусу гепатита С («ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-G», «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-М»)		
Набор 1 «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-G»		
Предназначен для идентификации спектра антител класса IgG к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	С - 351	24
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор 2 «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-М»		
Предназначен для идентификации спектра антител класса IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	С - 352	24
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах.</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-ГМ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-НСV скрининга.		
<u>Комплект 1:</u> на 6-ти стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 6-ти других стрипах сорбирована смесь НCV-NS-Ag (NS3+NS4+NS5-Ag)	С - 452	48
<u>Комплект 2:</u> на 3-х стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 3-х стрипах – НCV-NS3-Ag, на 3-х стрипах – НCV-NS4-Ag и на 3-х стрипах – НCV-NS5-Ag	С - 451	24
<u>Комплект 3:</u> на 15-ти стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 15-ти стрипах – НCV-NS3-Ag, на 15-ти стрипах – НCV-NS4-Ag и на 15-ти стрипах – НCV-NS5-Ag	С - 455	24 x 5
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НСV-АГАТ»		
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антигена и антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	С - 1954	96 x 5
	С - 1953	96 x 2
Срок годности – 13 мес.	С - 1952	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НСV-АГ»		
	С - 1962	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита С, набор диагностический		
Срок годности – 13 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-АНТИ-НСV»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	С - 2164	96 x 5
Срок годности – 24 мес.	С - 2163	96 x 2
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	С - 2162	96
Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления core-антигена и антител к вирусу гепатита С» (МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)		
Срок годности – 18 мес.	С - 2314	96 x 5
	С - 2313	96 x 2
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	С - 2312	96
Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-НСV»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к вирусу гепатита С	С - 731	24 флакона по 0,3 мл
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «ДС-Стандартная панель-анти-НСV»		
Стандартная панель сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С	С - 0380	20 фл. с положит. образцами
Предназначен для контроля чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусу гепатита С, может быть использован для научно-производственных целей, а также внешнего и внутреннего контроля качества работы диагностических лабораторий, а также входного контроля тест-систем		8 фл. с отрицат. образцами
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.3. ГЕПАТИТ D		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-HDV»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита Дельта	D - 152	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
1.4. ГЕПАТИТ E		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-HEV-G»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу гепатита E, набор диагностический	E - 151	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-Анти-HEV-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу гепатита E, набор диагностический	E - 152	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
1.5. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов, унифицированная, набор диагностический	I - 155	96 x 5
	I - 150	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	I - 153	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-СКРИН»		
Тест-система иммуноферментная для выявления (подтверждения) антигена р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1), набор диагностический	I - 1452	96 (для выявл.)
Чувствительность – 0,5 пг/мл		48 (для подтв.)
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»		
	I - 1656	96 x 5
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1	I - 1652	96 x 2
	I - 1654	96
Чувствительность по р24 – 10,0 пг/мл		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)	I - 2324	96 x 5
	I - 2323	96 x 2
	I - 2322	96
Чувствительность по р24 – 10,0 пг/мл		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к отдельным белкам ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 на основе рекомбинантных антигенов и моноклональных антител, набор диагностический «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ/АГ-СПЕКТР»	I - 751	16
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (р24) – 5,0 пг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ»	I - 2655	96 x 5
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (p24)	I - 2652	96 x 2
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) – 5,0 пг/мл.	I - 2654	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<hr/>		
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1	I-1872	96
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) ≤ 20,0 пг/мл	I-1873	96 x 2
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах.</i>	I-1874	96 x 5
<hr/>		
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ»	I-1882	96
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (p24), набор диагностический	I-1883	96 x 2
	I-1884	96 x 5
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) ≤ 20 пг/мл		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<hr/>		
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0)	I-2332	96
	I-2333	96 x 2
Чувствительность по p24 ВИЧ-1 5,0 пг/мл (термошейкер) и 10,0 пг/мл (термостат)	I-2334	96 x 5
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «МилаБлот-ВИЧ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к индивидуальным белкам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) методом линейного иммуноблота, набор диагностический	I-2295	18
	I-2296	24
	I-2297	36
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК»		
Тест-система иммуноферментная для определения вероятных сроков заражения вирусом иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) и ВИЧ-1 группы О	I-2171	48
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ВЛК-ВИЧ-Ag(p24)»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антигена p24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I - 931	24 флакона
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-ВИЧ-1»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I - 831	24 флакона
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1 АТ(+)		
Стандартная панель сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) в различных концентрациях	I-1620	16 фл.
Предназначен для проведения входного контроля тест-систем, выявляющих антитела к ВИЧ-1, методом иммуноферментного анализа и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-2 АТ(+))»		
Стандартная панель сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 2 типа (ВИЧ-2)	I-1970	8 фл.
Предназначен для проведения входного контроля тест-систем, выявляющих антитела к ВИЧ-2 методом иммуноферментного анализа и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+))»		
Стандартный биологический материал, содержащий антиген р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I-1030	11 фл. (Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+)) в одной концентрации – 1 фл. Реагент 1 – 10 фл.)
Предназначен для оценки чувствительности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антиген р24 (ВИЧ-1); для контроля тест-систем на стадиях производства и выпуска; для научно-производственных целей, внешнего и внутреннего контроля качества работы диагностических лабораторий; для количественного определения антигена р24 (ВИЧ-1) в исследуемой сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА	I-1032.2	10 фл. (Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+)) в различных концентрациях, по одному флакону каждой концентрации)
Срок годности - 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1,2 АТ(-), ВИЧ-1 АГ р24(-))»		
Стандартная панель сывороток, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1	I-1610	20 фл.
Предназначен для контроля специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусам иммунодефицита человека и антиген р24 ВИЧ-1, может быть использован для научно-производственных целей, для контроля качества работы диагностических лабораторий, а также для входного контроля тест-систем, выявляющих маркеры ВИЧ-инфекции методами ИФА и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.6. СИФИЛИС		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-ЛЮИС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса		
Набор 1 «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM» для одновременного выявления антител классов G и M к <i>Treponema pallidum</i>	L - 156	96 x 5
	L - 154	96 x 2
Срок годности – 12 мес.	L - 155	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор 2 «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G» для выявления антител класса G к <i>Treponema pallidum</i>	L - 153	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к возбудителю сифилиса	L - 253	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ЛЮИС-ТЕСТ» для определения ассоциированных с сифилисом реактивных антител		
Набор 1 (комплект 1) (полный аналог RPR-теста) неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле, на 500 определений, включая исследование контрольных образцов	L - 331	500
Набор 1 (комплект 2) неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле, на 1000 определений.	L - 338	1000

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор 2 (полный аналог RPR-теста) окрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации ассоциированных с сифилисом реактивных антител на пластиковых тест-картах, на 500 определений, включая исследование контрольных образцов</p> <p>Время анализа – 8-10 мин.</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p>	L - 332	500
<p>Набор реагентов «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС»</p>		
<p>Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к <i>Treponema pallidum</i></p> <p>Предназначен для качественного и полуколичественного определения специфических антител к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке, плазме крови и ликворе человека в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p>	<p>L - 431</p> <p>L - 432</p> <p>L - 433</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p>
<p>Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-ЛЮИС»</p>		
<p>Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к возбудителю сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>)</p> <p>Срок годности – 5 лет</p>	L - 531	24 фл.
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА»</p>		
<p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса</p> <p>Предназначен для выявления антител классов G, M и A к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека</p> <p>Срок годности – 15 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	<p>L - 1822</p> <p>L - 1823</p> <p>L - 1824</p>	<p>96</p> <p>96 x 2</p> <p>96 x 5</p>

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.7. ХЛАМИДИОЗ		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к <i>Chlamydia trachomatis</i></p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	X - 1151	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-анти-ХЛАМИДИЯ TR-A»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических антител класса А к <i>Chlamydia trachomatis</i></p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	X - 1251	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ-TR-M»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Chlamydia trachomatis</i>, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	X - 1351	96
1.8. ГЕРПЕСНЫЕ ИНФЕКЦИИ		
<i>Инфекции, вызываемые вирусом простого герпеса 1,2</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	H - 151	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 152	48
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Н - 251	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 252	48
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-M»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Н - 2002	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1492	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1502	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1452	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки.</i></p>	Н - 1462	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1472	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1482	96
<i>Инфекции, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 351	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 352	48
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-M»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 353	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-ЕА-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к раннему антигену (ЕА) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	H - 354	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-НА-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 24 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	H - 355	96
<i>Цитомегаловирусная инфекция</i>		
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	CM-151	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	CM-152	48

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	СМ-153	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М (capture)»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 13 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	СМ-1592	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СМ-1522	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СМ-1512	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.9. ТОКСОПЛАЗМОЗ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»		
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 151	96
Срок годности – 13 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G-АВИДНОСТЬ»		
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 152	48
Срок годности – 15 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> («ДС-ИФА-анти-ТОКСО-M (capture)»)		
	T - 1153	96
Срок годности – 13 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-A»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgA к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 154	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i>, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	T - 1532	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-M-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	T - 1552	96
1.10. КРАСНУХА		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи</p> <p>Срок годности - 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Ru - 151	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи</p> <p>Срок годности - 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Ru - 152	48

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 153	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки</i>		

Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G-ЭКСПРЕСС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 1582	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M-ЭКСПРЕСС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 1542	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

1.11. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Набор реагентов		
«ДС-ИФА-Анти-ВКЭ-Г»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу клещевого энцефалита	К - 151	96
Срок годности - 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВКЭ-М»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита, набор диагностический	К - 251	96
Срок годности – 15 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

1.12. МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Набор реагентов для количественного определения общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа «ДС-ИФА-IgE общий»	ЕТ - 151	96
Срок годности – 15 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

1.13. МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона		
Комплект 1	ТН - 351	96
Комплект 2 (содержит дополнительный калибратор с повышенным содержанием ТТГ)	ТН - 351.2	96
Чувствительность – 0,05 мкМЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину		
Комплект 1 (Наличие одной контрольной сыворотки с известным содержанием анти-ТГ)	ТН - 451	96
Комплект 2 (Наличие двух контрольных сывороток с известным содержанием анти-ТГ)	ТН - 451.2	96
Чувствительность – 5,0 МЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе		
Комплект 1 (Наличие одной контрольной сыворотки с известным содержанием анти-ТПО)	ТН - 551	96
Комплект 2 (Наличие двух контрольных сывороток с известным содержанием анти-ТПО)	ТН - 551.2	96
Чувствительность – 2,0 МЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироксид-ТЗобщий»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина		
Чувствительность – 0,2 нг/мл	ТН - 152	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-Т3свободный»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина</p>	ТН - 151	96
Чувствительность – 0,3 пг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Т4общий»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина</p>	ТН - 252	96
Чувствительность – 5,0 нмоль/л		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Т4свободный»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина</p>	ТН - 251	96
Чувствительность – 1,0 пмоль/л		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Тиреоглобулин»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреоглобулина</p>	ТН - 651	96
Чувствительность – 1,5 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

1.14. ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ И МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА

Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона

Чувствительность – 0,3 мМЕ/мл

RH - 151

96

Срок годности – 18 мес.

Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах

Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона

Чувствительность – 0,3 мМЕ/мл

RH - 152

96

Срок годности – 18 мес.

Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах

Набор реагентов «ДС-ИФА-Пролактин»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина

Чувствительность – 10,0 мМЕ/л.

RH - 251

96

Срок годности – 18 мес.

Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах

Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения хорионического гонадотропина

Чувствительность – 1,0 мМЕ/мл

RH - 153

96

Срок годности – 18 мес.

Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Стероид-Прогестерон»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона</p> <p>Чувствительность – 0,5 нмоль/л</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	RH - 351	96

Набор реагентов
«ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон»

Тест-система иммуноферментная для
количественного определения тестостерона

RH - 353

96

Чувствительность – 0,2 нмоль/л

Срок годности – 18 мес.

*Подходит для ручной постановки и постановки на
автоматических анализаторах*

1.15. ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ

Набор реагентов
«ДС-ИФА-Стероид-Кортизол»

EH - 151

96

Тест-система иммуноферментная для количествен-
ного определения кортизола

Чувствительность – 5,0 нмоль/л

Срок годности – 18 мес.

*Подходит для ручной постановки и постановки на
автоматических анализаторах*

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.16. ОНКОМАРКЕРЫ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ПСАобщий»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простата-специфического антигена	СН - 151	96
Чувствительность – 0,1 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ПСАсвободный»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного простата-специфического антигена	СН - 152	96
Чувствительность – 0,05 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АФП»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфа-фетопротеина	СН - 251	96
Чувствительность – 1,0 МЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов для количественного определения антигена СА 125 методом иммуноферментного анализа (ДС-ИФА-СА 125)</p> <p>Чувствительность – 1,0 Ед/мл</p> <p>Срок годности – 15 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СН - 1832	96

2. Наборы для бактериологических исследований

2.1. ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

Набор реагентов «Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ)»

Набор рассчитан на дифференциацию до вида 20 культур микроорганизмов семейства *Enterobacteriaceae*, выделенных в ходе бактериологического анализа

Р - 131

20

Время анализа – 18-24 ч.

Срок годности – 12 мес.

Набор реагентов «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО»

Тест-системы для биохимической идентификации и дифференциации энтеробактерий

Набор №2 «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12»

Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 12-и биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов семейства *Enterobacteriaceae*, выделенных в ходе бактериологического анализа

Р - 731

24

Возможно дробное 24-х кратное использование набора на протяжении срока его годности

Время анализа – 18-24 ч.

Срок годности – 12 мес.

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор №1 «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24»		
Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 24-м биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , выделенных в ходе бактериологического анализа	P - 1441	24
Возможно дробное 24-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности		
Время анализа 24 ч.		
Срок годности 12 мес.		
Набор №3 «ДС-ДИФ-САЛЬМОНЕЛЛА»		
Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида и подвида по восьми биохимическим признакам 24 штаммов сальмонелл, выделенных в ходе бактериологического анализа	P - 1431	24
Возможно дробное 24-х кратное использование набора на протяжении срока его годности		
Время анализа – 16-24 ч.		
Срок годности – 12 мес.		
Набор реагентов «ДС-ОКСИДАЗА»		
Тест для определения бактериальной цитохромоксидазы	PO - 132	50
Тест рассчитан на 50 анализов с возможностью дробного использования на протяжении срока годности. Выпускается в виде полосок в темных пластиковых флаконах по 10 шт. Одна тест-полоска позволяет проверить наличие фермента цитохромоксидазы у пяти бактериальных культур Срок годности 24 мес.		
ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24. Каталог кодов.	P - 1571	1 брошюра
ПБДЭ. Каталог кодов.	P - 231	1 брошюра

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
2.2. СТАФИЛОКОККИ		
Набор реагентов «Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки (ПБДС)»	P - 431	20
<p>Определение ферментативной активности микроорганизмов рода <i>Staphylococcus</i>, выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида</p> <p>Время анализа 18-24 ч.</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>		
Набор реагентов «ДС-ДИФ-СТАФИ-16»		
<p>Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации стафилококков</p> <p>Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 16-и биохимическим признакам 30 штаммов микроорганизмов рода <i>Staphylococcus</i>, выделенных в ходе бактериологического анализа</p> <p>Возможно дробное 30-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности</p> <p>Время анализа - 24 ч.</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	P - 2141	30
ДС-ДИФ-СТАФИ-16. Каталог кодов.	P - 2211	1 брошюра
ПБДС. Каталог кодов.	P - 531	1 брошюра

2.3. КОРИНЕБАКТЕРИИ

Набор реагентов «ДС-ДИФ-КОРИНЕ»

Тест-система биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии, и определения его токсигенных свойств

Набор №1

P - 1031

12

Набор реагентов рассчитан на проведение 12 определений (стрипы одного разборного планшета и 12 флаконов со средой для определения цистиназы), позволяющих дифференцировать микроорганизмы рода *Corynebacterium* до вида, включая один контрольный штамм; предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу) использования набора. Количество бумажных дисков, пропитанных антитоксином диагностическим дифтерийным, рассчитано на проведение 20 определений токсигенности, включая контрольный штамм

Время анализа - 16-24 ч.

Срок годности – 12 мес.

Набор №2

«ДС-ДИФ-КОРИНЕ (токсигенность)»

Представляет собой 2 флакона, содержащие по 20 бумажных дисков, пропитанных антитоксином диагностическим дифтерийным, рассчитан на проведение 40 определений токсигенности, включая контрольный штамм

P - 0610

40

Время анализа – 48 ч.

Срок годности – 12 мес.

2.4. Неферментирующие грамотрицательные бактерии

Набор реагентов «ДС-ДИФ-НЕФЕРМ»

Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации грамотрицательных неферментирующих бактерий

Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 24-м биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов группы грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделенных в ходе бактериологического анализа

PN - 732

24

Возможно дробное 24-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности

Время анализа- 48 час.

Срок годности-12 мес.

ДС-ДИФ-НЕФЕРМ. Каталог кодов.

P - 1331

1 брошюра

3. Наборы для экспресс-диагностики инфаркта миокарда

Набор реагентов «ДС-ЭРИТРО-МИОГЛОБИН»

Эритроцитарный диагностикум иммуноглобулиновый, лиофилизированный для выявления миоглобина

M - 131

60

Предназначен для полуколичественного выявления миоглобина в сыворотке, плазме, гемолизированной крови и других биологических жидкостях

Чувствительность – 1,0 нг/мл

Время анализа – 30 мин.

Срок годности – 24 мес.

Все иммуноферментные тест-системы поставляются с хромогеном ТМБ.

Центральный офис:

тел./факс канцелярии (831) 434-86-83 E-mail: info@npods.ru

тел. 8-800-555-0300 (звонок по России бесплатный)

E-mail: selling@npods.ru

603024, г. Нижний Новгород, ул.Горького, 195

www.npods.ru

Представительства:**Москва****ООО «Диагностические системы – Столица»**

123317, Москва, Пресненская наб, д.12, Деловой комплекс «Федерация», Башня «Восток», 29й этаж

тел. (495) 653-81-31, 653-81-32 ds-stolica@bk.ru

Санкт-Петербург**ООО «Диагностические Системы – СПб»**

194214, г. Санкт-Петербург, ул.Рашетова, д.14, пом.12Н

тел/факс (812) 414-46-56 info@spb-npods.ru

Красноярск**ООО «Диагностические системы – Сибирь»**

660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 16д

тел/факс (3912) 54-16-55, 54-17-58, 78-19-83

sbit@ds-s.ru

Екатеринбург**ООО «Диагностические системы – Урал»**

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, стр. 5, вход 6

отдел продаж: (343) 272-33-08 ds-ural@npods.ru

Казахстан**ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ)**

050019, Респ. Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплина 71, оф. 2

тел/факс: +7 727 234 46 44; +7 727 231 05 12

sales@fortispai.kz

www.fortispai.kz

Узбекистан**ООО "INSEP"**

100090, Респ. Узбекистан, г.Ташкент, ул.М.Таробий, 29А

тел.: (+99871) 254-00-26 факс: (+99871) 254-07-05

insep@inbox.ru

www.insep.uz