

О г л а в л е н и е

Дата обновления 07.09.2021
Версия 027

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»**

1. ИФА ДИАГНОСТИКА

1.1. ГЕПАТИТ В	2
1.2. ГЕПАТИТ С	4
1.3. ГЕПАТИТ D	8
1.4. ГЕПАТИТ E	8
1.5. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ	8
1.6. СИФИЛИС	13
1.7. ХЛАМИДИОЗ	15
1.8. ГЕРПЕСНЫЕ ИНФЕКЦИИ	15
1.9. ТОКСОПЛАЗМОЗ	21
1.10. АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ	22
1.11. КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ	23
1.12. КРАСНУХА	24
1.13. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	25
1.14. МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ	26
1.15. МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	26
1.16. ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ И МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА	29
1.17. ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ	30
1.18. ОНКОМАРКЕРЫ	31
2. НАБОРЫ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
2.1. ЭНТЕРОБАКТЕРИИ	32
2.2. СТАФИЛОКОККИ	34
2.3. КОРИНЕБАКТЕРИИ	35
2.4. НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ	36
3. НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА	36

**I. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»**

1. ИФА диагностика

1.1. ГЕПАТИТ В

Набор реагентов «**ДС-ИФА-НВsAg**»

Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В	В - 1155	96 x 5
Чувствительность набора (минимальное количество выявляемого антигена вируса гепатита В) - 0,1 МЕ/мл (термостат); 0,05 МЕ/мл (термостатируемый шейкер); 0,01 МЕ/мл (термостат, 37 ± 1,0°C, 18 часов)	В - 1152	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	В - 1154	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	В - 1156	48 (для подтвержд.)

Набор реагентов «**ДС-ИФА-НВsAg-0,01**»

Тест–система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В, набор диагностический	В - 1255	96 x 5
Чувствительность набора при выявлении НВsAg - 0,01 МЕ/мл	В - 1252	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	В - 1254	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	В - 1256	48 (для подтвержд) 96 (для выявления)

Набор реагентов «**ИФА-НВsAg-подтверждающий тест**»

Тест для подтверждения специфичности выявления НВsAg иммуноферментным анализом	В - 231	200
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ЭРИТРО-НВsAg»</p> <p>Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В, лиофилизированный</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	В - 431	200
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВsAg»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 551	96 (48 колич. определений)
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВс»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к core-антигену вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 650 В - 653	96 x 2 96
<p>Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НВс-М-СКРИН»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита В</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	В - 753	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НВе»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к е-антигену вируса гепатита В (НВеAg)	В - 851	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НВеAg»		
Тест-система иммуноферментная для выявления е-антигена вируса гепатита В (НВеAg)	В - 951	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ВЛК-НВsAg»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В	В - 1431	24 флакона по 0,5 мл
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «ДС-СО-НВsAg»		
Стандартный образец поверхностного антигена вируса гепатита В	В - 0350	1 фл– станд. образец 9 фл.- с отрицат. образцами
Срок годности – 5 лет		
1.2. ГЕПАТИТ С		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСV»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С	С - 155	96 x 5
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
	С - 150	96 x 2
	С - 153	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-Анти-НСV-АВИДНОСТЬ»		
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	С - 651	48
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСVс-М»		
Тест - система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита С	С - 253	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР»		
Тест-система иммуноферментная для выявления спектра антител к вирусу гепатита С («ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-G», «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-М»)		
Набор 1 «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-G»		
Предназначен для идентификации спектра антител класса IgG к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	С - 351	24
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор 2 «ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-М»		
Предназначен для идентификации спектра антител класса IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С	С - 352	24
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах.</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-GM»		
Тест-система иммуноферментная для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-НСV скрининга.		
<u>Комплект 1:</u> на 6-ти стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 6-ти других стрипах сорбирована смесь НCV-NS-Ag (NS3+NS4+NS5-Ag)	C - 452	48
<u>Комплект 2:</u> на 3-х стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 3-х стрипах – НCV-NS3-Ag, на 3-х стрипах – НCV-NS4-Ag и на 3-х стрипах – НCV-NS5-Ag	C - 451	24
<u>Комплект 3:</u> на 15-ти стрипах сорбирован НCV-core-Ag, на 15-ти стрипах – НCV-NS3-Ag, на 15-ти стрипах – НCV-NS4-Ag и на 15-ти стрипах – НCV-NS5-Ag	C - 455	24 x 5
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НСV-АГАТ»		
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антигена и антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	C - 1954	96 x 5
	C - 1953	96 x 2
Срок годности – 13 мес.	C - 1952	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-НСV-АГ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита С, набор диагностический	C - 1962	96
Срок годности – 13 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-АНТИ-НСV»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С, набор диагностический	С - 2164	96 x 5
Срок годности – 24 мес.	С - 2163	96 x 2
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	С - 2162	96
Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления core-антигена и антител к вирусу гепатита С» (МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)		
Срок годности – 18 мес.	С - 2314	96 x 5
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>	С - 2313	96 x 2
	С - 2312	96
Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-НСV»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к вирусу гепатита С	С - 731	24 флакона по 0,3 мл
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «ДС-Стандартная панель-анти-НСV»		
Стандартная панель сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С	С - 0380	20 фл. с положит. образцами
Предназначен для контроля чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусу гепатита С, может быть использован для научно-производственных целей, а также внешнего и внутреннего контроля качества работы диагностических лабораторий, а также входного контроля тест-систем		8 фл. с отрицат. образцами
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.3. ГЕПАТИТ D		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-HDV»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита Дельта	D - 152	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
1.4. ГЕПАТИТ E		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-HEV-G»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу гепатита E, набор диагностический	E - 151	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-Анти-HEV-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу гепатита E, набор диагностический	E - 152	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
1.5. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов, унифицированная, набор диагностический	I - 155	96 x 5
	I - 150	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	I - 153	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-СКРИН»		
Тест-система иммуноферментная для выявления (подтверждения) антигена р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1), набор диагностический	I - 1452	96 (для выявл.)
Чувствительность – 0,5 пг/мл		48 (для подтв.)
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН»		
	I - 1656	96 x 5
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1	I - 1652	96 x 2
	I - 1654	96
Чувствительность по р24 – 10,0 пг/мл		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)	I - 2324	96 x 5
	I - 2323	96 x 2
	I - 2322	96
Чувствительность по р24 – 10,0 пг/мл		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
	I - 751	16
Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к отдельным белкам ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 на основе рекомбинантных антигенов и моноклональных антител, набор диагностический «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ/АГ-СПЕКТР»		
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (р24) – 5,0 пг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ»	I - 2655	96 x 5
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (p24)	I - 2652	96 x 2
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) – 5,0 пг/мл.	I - 2654	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<hr/>		
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1	I-1872	96
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) ≤ 20,0 пг/мл	I-1873	96 x 2
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах.</i>	I-1874	96 x 5
<hr/>		
Набор реагентов «МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГ+АТ»	I-1882	96
Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (p24), набор диагностический	I-1883	96 x 2
Чувствительность по антигену ВИЧ-1 (p24) ≤ 20 пг/мл	I-1884	96 x 5
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<hr/>		
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0)	I-2332	96
Чувствительность по p24 ВИЧ-1 5,0 пг/мл (термошейкер) и 10,0 пг/мл (термостат)	I-2333	96 x 2
Срок годности – 24 мес.	I-2334	96 x 5
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «МилаБлот-ВИЧ»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к индивидуальным белкам вируса иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) методом линейного иммуноблота, набор диагностический	I-2295	18
	I-2296	24
	I-2297	36
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК»		
Тест-система иммуноферментная для определения вероятных сроков заражения вирусом иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) и ВИЧ-1 группы О	I-2171	48
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ВЛК-ВИЧ-Ag(p24)»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антигена p24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I - 931	24 флакона
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-ВИЧ-1»		
Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I - 831	24 флакона
Срок годности – 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1 АТ(+)		
Стандартная панель сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) в различных концентрациях	I-1620	16 фл.
Предназначен для проведения входного контроля тест-систем, выявляющих антитела к ВИЧ-1, методом иммуноферментного анализа и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-2 АТ(+))»		
Стандартная панель сывороток, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека 2 типа (ВИЧ-2)	I-1970	8 фл.
Предназначен для проведения входного контроля тест-систем, выявляющих антитела к ВИЧ-2 методом иммуноферментного анализа и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+))»		
Стандартный биологический материал, содержащий антиген р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1)	I-1030	11 фл. (Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+) в одной концентрации – 1 фл. Реагент 1 – 10 фл.)
Предназначен для оценки чувствительности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антиген р24 (ВИЧ-1); для контроля тест-систем на стадиях производства и выпуска; для научно-производственных целей, внешнего и внутреннего контроля качества работы диагностических лабораторий; для количественного определения антигена р24 (ВИЧ-1) в исследуемой сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА	I-1032.2	10 фл. (Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+) в различных концентрациях, по одному флакону каждой концентрации)
Срок годности - 5 лет		
Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1,2 АТ(-), ВИЧ-1 АГ р24(-))»		
Стандартная панель сывороток, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1	I-1610	20 фл.
Предназначен для контроля специфичности иммуноферментных тест-систем, выявляющих антитела к вирусам иммунодефицита человека и антиген р24 ВИЧ-1, может быть использован для научно-производственных целей, для контроля качества работы диагностических лабораторий, а также для входного контроля тест-систем, выявляющих маркеры ВИЧ-инфекции методами ИФА и иммунного блотинга		
Срок годности - 5 лет		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.6. СИФИЛИС		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-ЛЮИС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса		
Набор 1 «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GM» для одновременного выявления антител классов G и M к <i>Treponema pallidum</i>	L - 156	96 x 5
	L - 154	96 x 2
Срок годности – 12 мес.	L - 155	96
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор 2 «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G» для выявления антител класса G к <i>Treponema pallidum</i>	L - 153	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к возбудителю сифилиса	L - 253	96
Срок годности – 12 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ЛЮИС-ТЕСТ» для определения ассоциированных с сифилисом реактивных антител		
Набор 1 (комплект 1) (полный аналог RPR-теста) неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле, на 500 определений, включая исследование контрольных образцов	L - 331	500
Набор 1 (комплект 2) неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле, на 1000 определений.	L - 338	1000

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор 2 (полный аналог RPR-теста) окрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации ассоциированных с сифилисом реактивных антител на пластиковых тест-картах, на 500 определений, включая исследование контрольных образцов</p> <p>Время анализа – 8-10 мин.</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p>	L - 332	500
<p>Набор реагентов «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС»</p>		
<p>Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к <i>Treponema pallidum</i></p> <p>Предназначен для качественного и полуколичественного определения специфических антител к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке, плазме крови и ликворе человека в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p>	<p>L - 431</p> <p>L - 432</p> <p>L - 433</p>	<p>100</p> <p>200</p> <p>500</p>
<p>Набор реагентов «ДС-ВЛК-анти-ЛЮИС»</p>		
<p>Контрольный образец для внутрилабораторного контроля качества исследований на наличие антител к возбудителю сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>)</p> <p>Срок годности – 5 лет</p>	L - 531	24 фл.
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА»</p>		
<p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса</p> <p>Предназначен для выявления антител классов G, M и A к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека</p> <p>Срок годности – 15 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	<p>L - 1822</p> <p>L - 1823</p> <p>L - 1824</p>	<p>96</p> <p>96 x 2</p> <p>96 x 5</p>

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.7. ХЛАМИДИОЗ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-G»	X - 1151	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к <i>Chlamydia trachomatis</i>		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-анти-ХЛАМИДИЯ TR-A»	X - 1251	96
Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических антител класса А к <i>Chlamydia trachomatis</i>		
Срок годности – 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-M»	X - 1351	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Chlamydia trachomatis</i>		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
1.8. ГЕРПЕСНЫЕ ИНФЕКЦИИ		
Инфекции, вызываемые вирусом простого герпеса 1,2		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G»	H - 151	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 152	48
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Н - 251	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-АВИДНОСТЬ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 252	48
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-M»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Н - 2002	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1492	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1502	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1452	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки.</i></p>	Н - 1462	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 типа, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	Н - 1472	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-М-ЭКСПРЕСС»	Н - 1482	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа, набор диагностический		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
<i>Инфекции, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G»	Н - 351	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G-АВИДНОСТЬ»	Н - 352	48
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-M»	Н - 353	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-ЕА-G»	H - 354	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к раннему антигену (ЕА) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-НА-G»	H - 355	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр, набор диагностический		
Срок годности – 24 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Цитомегаловирусная инфекция		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»	CM - 151	96
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G-АВИДНОСТЬ»	CM - 152	48
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу, набор диагностический		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	СМ - 153	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М (capture)»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 13 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	СМ - 1592	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-Г-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СМ - 1522	96
<p>Набор реагентов</p> <p>«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М-ЭКСПРЕСС»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к цитомегаловирусу, набор диагностический</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СМ - 1512	96

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.9. ТОКСОПЛАЗМОЗ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G»		
Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 151	96
Срок годности – 13 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G-АВИДНОСТЬ»		
Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 152	48
Срок годности – 15 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> («ДС-ИФА-анти-ТОКСО-M (capture)»)		
T - 1153	96	
Срок годности – 13 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-A»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgA к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический	T - 154	96
Срок годности – 24 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-G-ЭКСПРЕСС»	T - 1532	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ТОКСО-M-ЭКСПРЕСС»	T - 1552	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> , набор диагностический		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

1.10. АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Набор реагентов

«ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV»

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к коронавирусу, ассоциированному с атипичной пневмонией

S - 151

96

Срок годности - 6 мес.

Подходит для ручной постановки

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.11. Коронавирусная инфекция		
<p>«Набор реагентов для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2»)</p> <p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	S - 2372	96
<p>«Набор реагентов для выявления антител класса G к spike белку SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-G(S)»)</p> <p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	S - 2442	96
<p>«Набор реагентов для выявления антител класса M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-M»)</p>		
Комплект 1	S - 2412	96
Комплект 2	S - 2414	480
<p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>		
<p>«Набор реагентов для выявления спектра антител классов G, M, A к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-СПЕКТР»)</p>	S - 2432	48
<p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>«Набор реагентов для выявления суммарных антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА»)</p> <p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	S - 2422	96
<p>«Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса G к SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2-G-количественный»)</p> <p>Срок годности - 12 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	S - 2562	96
1.12. КРАСНУХА		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G»		
<p>Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи</p> <p>Срок годности - 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Ru - 151	96
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G-АВИДНОСТЬ»		
<p>Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи</p> <p>Срок годности - 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	Ru - 152	48

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 153	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G-ЭКСПРЕСС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 1582	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M-ЭКСПРЕСС»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи, набор диагностический	Ru - 1542	96
Срок годности – 18 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		
1.13. КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-Анти-ВКЭ-Г»		
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу клещевого энцефалита	К - 151	96
Срок годности - 12 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВКЭ-М»	К - 251	96
Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита, набор диагностический		
Срок годности – 15 мес.		
<i>Предназначен для ручной постановки</i>		

1.14. МАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Набор реагентов для количественного определения общего иммуноглобулина Е методом иммуноферментного анализа «ДС-ИФА-IgE общий»	ЕТ - 151	96
Срок годности – 15 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

1.15. МАРКЕРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона		
Комплект 1	ТН - 351	96
Комплект 2 (содержит дополнительный калибратор с повышенным содержанием ТТГ)	ТН - 351.2	96
Чувствительность – 0,05 мкМЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину</p>		
<p>Комплект 1 (Наличие одной контрольной сыворотки с известным содержанием анти-ТГ)</p>	ТН - 451	96
<p>Комплект 2 (Наличие двух контрольных сывороток с известным содержанием анти-ТГ)</p>	ТН - 451.2	96
<p>Чувствительность – 5,0 МЕ/мл</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТПО»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе</p>		
<p>Комплект 1 (Наличие одной контрольной сыворотки с известным содержанием анти-ТПО)</p>	ТН - 551	96
<p>Комплект 2 (Наличие двух контрольных сывороток с известным содержанием анти-ТПО)</p>	ТН - 551.2	96
<p>Чувствительность – 2,0 МЕ/мл</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироксид-ТЗобщий»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего трийодтиронина</p>		
<p>Чувствительность – 0,2 нг/мл</p>	ТН - 152	96
<p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ТИРОИД-Т3свободный»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного трийодтиронина</p> <p>Чувствительность – 0,3 пг/мл</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	ТН - 151	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Т4общий»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего тироксина</p> <p>Чувствительность – 5,0 нмоль/л</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	ТН - 252	96
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Т4свободный»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного тироксина</p> <p>Чувствительность – 1,0 пмоль/л</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	ТН - 251	96
<p>Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина методом иммуноферментного анализа («ДС-ИФА-ТИРОИД-Т4 свободный»)</p> <p>Комплект 1</p> <p>Комплект 2</p> <p>Чувствительность – 1,0 пмоль/л</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	ТН - 2512 ТН - 2513	96 192

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-Тироид-Тиреоглобулин»	ТН - 651	96
Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреоглобулина		
Чувствительность – 1,5 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

1.16. ГОРМОНЫ РЕПРОДУКЦИИ И МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА

Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ФСГ»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения фолликулостимулирующего гормона	RH - 151	96
Чувствительность – 0,3 мМЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ЛГ»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения лютеинизирующего гормона	RH - 152	96
Чувствительность – 0,3 мМЕ/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

Набор реагентов «ДС-ИФА-Пролактин»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения пролактина	RH - 251	96
Чувствительность – 10,0 мМЕ/л.		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
Набор реагентов «ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения хорионического гонадотропина	RH - 153	96
Чувствительность – 1,0 мМЕ/мл		
Срок годности – 18 мес. <i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-Стероид-Прогестерон»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения прогестерона	RH - 351	96
Чувствительность – 0,5 нмоль/л		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
Набор реагентов		
«ДС-ИФА-Стероид-Тестостерон»		
Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона	RH - 353	96
Чувствительность – 0,2 нмоль/л		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
1.17. ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ		
Набор реагентов «ДС-ИФА-Стероид-Кортизол»		
Тест-система иммуноферментная для количествен- ного определения кортизола	EH - 151	96
Чувствительность – 5,0 нмоль/л		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
1.18. ОНКОМАРКЕРЫ		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ПСАобщий» Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простата-специфического антигена</p>	СН - 151	96
Чувствительность – 0,1 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<p>«Набор реагентов для количественного определения общего простата-специфического антигена методом иммуноферментного анализа» («ДС-ИФА-ПСА общий»)</p>		
Комплект 1	СН - 1512	96
Комплект 2	СН - 1513	192
Чувствительность – 0,072 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-ПСАсвободный»</p>		
<p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения свободного простата-специфического антигена</p>	СН - 152	96
Чувствительность – 0,05 нг/мл		
Срок годности – 18 мес.		
<i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i>		

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ИФА-АФП»</p> <p>Тест-система иммуноферментная для количественного определения альфа-фетопротеина</p> <p>Чувствительность – 1,0 МЕ/мл</p> <p>Срок годности – 18 мес.</p> <p><i>Подходит для ручной постановки и постановки на автоматических анализаторах</i></p>	СН - 251	96

<p>Набор реагентов для количественного определения антигена СА 125 методом иммуноферментного анализа (ДС-ИФА-СА 125)</p> <p>Чувствительность – 1,0 Ед/мл</p> <p>Срок годности – 15 мес.</p> <p><i>Предназначен для ручной постановки</i></p>	СН - 1832	96
---	------------------	----

2. Наборы для бактериологических исследований

2.1. ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

<p>Набор реагентов «Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ)»</p> <p>Набор рассчитан на дифференциацию до вида 20 культур микроорганизмов семейства <i>Enterobacteriaceae</i>, выделенных в ходе бактериологического анализа</p> <p>Время анализа – 18-24 ч.</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	Р - 131	20
--	----------------	----

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО»</p> <p>Тест-системы для биохимической идентификации и дифференциации энтеробактерий</p> <p>Набор №2 «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12»</p> <p>Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 12-и биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов семейства <i>Enterobacteriaceae</i>, выделенных в ходе бактериологического анализа</p> <p>Возможно дробное 24-х кратное использование набора на протяжении срока его годности</p> <p>Время анализа – 18-24 ч.</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	P - 731	24
<p>Набор №1 «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24»</p> <p>Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 24-м биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов семейства <i>Enterobacteriaceae</i>, выделенных в ходе бактериологического анализа</p> <p>Возможно дробное 24-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности</p> <p>Время анализа 24 ч.</p> <p>Срок годности 12 мес.</p>	P - 1441	24
<p>Набор №3 «ДС-ДИФ-САЛЬМОНЕЛЛА»</p> <p>Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида и подвида по восьми биохимическим признакам 24 штаммов сальмонелл, выделенных в ходе бактериологического анализа</p> <p>Возможно дробное 24-х кратное использование набора на протяжении срока его годности</p> <p>Время анализа – 16-24 ч.</p> <p>Срок годности – 12 мес.</p>	P - 1431	24

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>Набор реагентов «ДС-ОКСИДАЗА» Тест для определения бактериальной цитохромоксидазы</p> <p>Тест рассчитан на 50 анализов с возможностью дробного использования на протяжении срока годности. Выпускается в виде полосок в темных пластиковых флаконах по 10 шт. Одна тест-полоска позволяет проверить наличие фермента цитохромоксидазы у пяти бактериальных культур Срок годности 24 мес.</p>	PO - 132	50
ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24. Каталог кодов.	P - 1571	1 брошюра
ПБДЭ. Каталог кодов.	P - 231	1 брошюра

2.2. СТАФИЛОКОККИ

Набор реагентов «**Пластина биохимическая, дифференцирующая стафилококки (ПБДС)**»

P - 431 20

Определение ферментативной активности микроорганизмов рода *Staphylococcus*, выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида

Время анализа 18-24 ч.

Срок годности – 12 мес.

Набор реагентов «**ДС-ДИФ-СТАФИ-16**»

Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации стафилококков

Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 16-и биохимическим признакам 30 штаммов микроорганизмов рода *Staphylococcus*, выделенных в ходе бактериологического анализа

P - 2141 30

Возможно дробное 30-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности

Время анализа - 24 ч.

Срок годности – 12 мес.

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
ДС-ДИФ-СТАФИ-16. Каталог кодов.	Р - 2211	1 брошюра
ПБДС. Каталог кодов.	Р - 531	1 брошюра

2.3. КОРИНЕБАКТЕРИИ

Набор реагентов «ДС-ДИФ-КОРИНЕ»

Тест-система биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии, и определения его токсигенных свойств

Набор №1

Набор реагентов рассчитан на проведение 12 определений (стрипы одного разборного планшета и 12 флаконов со средой для определения цистиназы), позволяющих дифференцировать микроорганизмы рода *Corynebacterium* до вида, включая один контрольный штамм; предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу) использования набора. Количество бумажных дисков, пропитанных антитоксином диагностическим дифтерийным, рассчитано на проведение 20 определений токсигенности, включая контрольный штамм

Р - 1031

12

Время анализа - 16-24 ч.

Срок годности – 12 мес.

Набор №2

«ДС-ДИФ-КОРИНЕ (токсигенность)»

Представляет собой 2 флакона, содержащие по 20 бумажных дисков, пропитанных антитоксином диагностическим дифтерийным, рассчитан на проведение 40 определений токсигенности, включая контрольный штамм

Р - 0610

40

Время анализа – 48 ч.

Срок годности – 12 мес.

2.4. Неферментирующие грамотрицательные бактерии

Набор реагентов «ДС-ДИФ-НЕФЕРМ»

Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации грамотрицательных неферментирующих бактерий

Набор рассчитан на идентификацию и дифференциацию до вида по 24-м биохимическим признакам 24 штаммов микроорганизмов группы грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделенных в ходе бактериологического анализа

PN - 732 24

Возможно дробное 24-ти кратное использование набора на протяжении срока его годности

Время анализа- 48 час.

Срок годности-12 мес.

ДС-ДИФ-НЕФЕРМ. Каталог кодов.

P - 1331 1 брошюра

3. Наборы для экспресс-диагностики инфаркта миокарда

Набор реагентов «ДС-ЭРИТРО-МИОГЛОБИН»

Эритроцитарный диагностикум иммуноглобулиновый, лиофилизированный для выявления миоглобина

M - 131 60

Предназначен для полуколичественного выявления миоглобина в сыворотке, плазме, гемолизированной крови и других биологических жидкостях

Чувствительность – 1,0 нг/мл

Время анализа – 30 мин.

Срок годности – 24 мес.

Все иммуноферментные тест-системы поставляются с хромогеном ТМБ.

НАИМЕНОВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ
<p>ООО «НПО «Диагностические системы» 603014, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 47 Почтовый адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, 22</p> <p>Тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300 (звонок по России бесплатный) E-mail: info@npods.ru</p> <p>Служба поддержки клиентов: 8-800-555-0300 (доб. 7626, 7647, 7655) E-mail: info@npods.ru; help-ds@npods.ru.</p>		
Представительства:		
Нижний Новгород	<p>ООО «Диагностические системы» 603024, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 195, П7 тел. 8-800-555-0300 (звонок по России бесплатный) selling@npods.ru</p>	
Москва	<p>ООО «Диагностические системы – Столица» 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.12, Деловой комплекс «Федерация», Башня «Восток», 29-й этаж тел. (495) 653-81-31, 653-81-32 ds-stolica@bk.ru</p>	
Санкт-Петербург	<p>ООО «Диагностические системы – СПб» 194214, г. Санкт-Петербург, ул. Рашетова, д.14, лит. А, пом.12Н Тел./факс (812) 414-46-56 (многоканальный) info@spb-npods.ru</p>	
Красноярск	<p>ООО «Диагностические системы – Сибирь» 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 16д Тел./факс (391) 254-16-55, 254-17-58, 254-14-66 sbit@ds-s.ru</p>	
Екатеринбург	<p>ООО «Диагностические системы – Урал» 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, стр.5, вход 6 Тел. (343) 272-33-08 (многоканальный) ds-ural@ekb.npods.ru</p>	
Республика Украина	<p>ООО «Диагностические системы Украина» 04107, г. Киев, ул. Багговутовская, 8/10 Тел.+380443615576 ua@npods.ru, ds-u@ukr.net</p>	
Республика Казахстан	<p>ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ) 050019, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплина 71, оф. 2 Тел./факс: +7 727 234 46 44; +7 727 231 05 12; sales@fortispai.kz www.fortispai.kz</p>	
Республика Узбекистан	<p>ООО «INSEP» 100090, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М. Таробий, 29А Тел. (+99871) 254-00-26, факс: (+99871) 254-07-05, insep@inbox.ru, www.insep.uz</p>	